

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі**

<b>Сатып алудың нөмірі:</b>	№ 13935168-1
<b>Сатып алудың атауы:</b>	ҚДО медициналық зертханасы үшін материалдар сатып алу
<b>Лоттың нөмірі:</b>	№ 76702984-3ЦП1
<b>Лоттың атауы :</b>	Реагенттер жинағы
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	шынайы уақыттағы сандық ПТР үшін
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	«АмплиСенс HSV I , II-FL» (110 опред.) Вариант FRT Форма 1 " HSV I , II-FL (110 опред.) Вариант FRT Форма 1. Набор реагентов для ПЦР-амплификации ДНК вируса простого герпеса I и II типов (HSV I,II) с гибридационнo-флуоресцентной детекцией в режиме ""реального времени"" Для амплификации ДНК вируса простого герпеса I и II типов (HSV I,II) Возможность гибридационнo-флуоресцентной детекции продуктов амплификации в режиме «реального времени» Готовые ПЦР-смеси должны иметь срок годности равный сроку годности тест-системы Все компоненты набора готовы к работе и не требуют восстановления ПЦР-смесь-1 должна быть расфасована под воск в пробирки 0,2 мл (обеспечение «горячего старта») Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов Наличие комплексного положительного контрольного образца (ПКО) Наличие ДНК-буфера Количество тестов не менее 110 Остаточный срок годности не менее 6 месяцев"
<b>Саны, көлемі:</b>	3
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Жиынтық
<b>Жеткізу орны:</b>	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде

<p><b>Функционалдык, техникалык, сапалык және пайдалану мінездемесін сипаттау:</b></p>	<p>HSV I, II-FL" (110 анықтама) 1 нұсқасы FRT нысаны "HSV I, II-FL (110 анықтама) нұсқасы FRT нысаны 1. I және II типті герпес вирусының ДНҚ-ны ПТР күшейтуге арналған реагенттер жинағы ( HSV I,II) «нақты уақыт» режимінде гибридизация-флуоресценция анықтауымен Вирустық ДНҚ-ны күшейту үшін I және II типті герпес (HSV I, II) «нақты уақытта» күшейту өнімдерін будандастыру-флуоресценция арқылы анықтау мүмкіндігі Дайын ПТР қоспаларының жарамдылық мерзімі сынақ жүйесінің жарамдылық мерзіміне тең болуы керек Жинақтың барлық компоненттері пайдалануға дайын және қалпына келтіруді қажет етпейді ПТР-1 қоспасы балауыздың астына 0,2 мл пробиркаларға салынуы керек («ыстық күйде»). старт») Қосымша компоненттерді араластыруды қажет етпейтін дайын ПТР қоспасының болуы-2 Күрделі оң бақылау үлгісінің болуы (CPO) ДНҚ буферінің болуы Сынақтар саны 110 кем емес Қалдық сақтау мерзімі кемінде 6 ай»</p>
--	--

**Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации**

<b>Номер закупки:</b>	№ 13935168-1
<b>Наименование закупки:</b>	Приобретение материалов для медицинской лаборатории ГДЦ
<b>Номер лота:</b>	№ 76702984-ЗЦП1
<b>Наименование лота:</b>	Набор реагентов
<b>Описание лота:</b>	для количественного ПЦР в реальном времени
<b>Дополнительное описание лота:</b>	«АмплиСенс HSV I , II-FL» (110 опред.) Вариант FRT Форма 1 " HSV I , II-FL (110 опред.) Вариант FRT Форма 1. Набор реагентов для ПЦР-амплификации ДНК вируса простого герпеса I и II типов (HSV I,II) с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме ""реального времени"" Для амплификации ДНК вируса простого герпеса I и II типов (HSV I,II) Возможность гибридационно-флуоресцентной детекции продуктов амплификации в режиме «реального времени» Готовые ПЦР-смеси должны иметь срок годности равный сроку годности тест-системы Все компоненты набора готовы к работе и не требуют восстановления ПЦР-смесь-1 должна быть расфасована под воск в пробирки 0,2 мл (обеспечение «горячего старта») Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов Наличие комплексного положительного контрольного образца (ПКО) Наличие ДНК-буфера Количество тестов не менее 110 Остаточный срок годности не менее 6 месяцев"
<b>Количество:</b>	3
<b>Единица измерения:</b>	Набор
<b>Места поставки:</b>	791910000, г.Шымкент, район Туран улица А.Байтурсынова, здание 68А
<b>Срок поставки:</b>	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней

<p><b>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</b></p>	<p>HSV I , II-FL» (110 опред.) Вариант FRT Форма 1 " HSV I , II-FL (110 опред.) Вариант FRT Форма 1. Набор реагентов для ПЦР-амплификации ДНК вируса простого герпеса I и II типов (HSV I,II) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме ""реального времени"" Для амплификации ДНК вируса простого герпеса I и II типов (HSV I,II) Возможность гибридизационно-флуоресцентной детекции продуктов амплификации в режиме «реального времени» Готовые ПЦР-смеси должны иметь срок годности равный сроку годности тест-системы Все компоненты набора готовы к работе и не требуют восстановления ПЦР-смесь-1 должна быть расфасована под воск в пробирки 0,2 мл (обеспечение «горячего старта») Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов Наличие комплексного положительного контрольного образца (ПКО) Наличие ДНК-буфера Количество тестов не менее 110 Остаточный срок годности не менее 6 месяцев"</p>
--	---