

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 13935168-1
Сатып алудың атауы:	ҚДО медициналық зертханасы үшін материалдар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 76703837-3ЦП1
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	шынайы уақыттағы сандық ПТР үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	"EBV-скрин/монитор-FL Формат FRT Форма 2. АмплиСенс. Набор реагентов для амплификации и количественного определения ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV) методом полимеразной цепной реакции с гибридационнo-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» Для амплификации и количественного определения ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV). Расчёт производится как на клетки, так и на мл образца Возможность гибридационнo-флуорес-центной детекции продуктов амплификации в режиме «реального времени» Наличие комплекта контрольных образцов ДНК ПЦР-смесь-1 не должна быть раскапана по пробиркам Наличие TaqF-полимеразы для организации горячего старта Наличие комплекта калибровочных образцов ДНК Количество тестов не менее 110 Остаточный срок годности не менее 6 месяцев"
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	EBV-скрин/монитор-FL Формат FRT Форма 2. Нақты уақытта будандастыру-флуоресценцияны анықтау арқылы полимеразды тізбекті реакция арқылы Эпштейн-Барр вирусының (EBV) ДНҚ-сын күшейту және сандық анықтауға арналған реагенттер жинағы. Күшейтуге және сандық анықтауға арналған Epstein- Барр вирусы (EBV) ДНҚ әр жасушаға да, бір мл үлгіге де есептеледі. Күшейту өнімдерін «нақты уақытта» гибридтеу-флуоресценция арқылы анықтау мүмкіндігі Бақылау ДНҚ үлгілерінің жиынтығының болуы ПТР-қоспасы-1 түтіктерге құйылмауы керек Ыстық стартты ұйымдастыру үшін TaqF полимеразасының болуы ДНҚ калибрлеу үлгілерінің жиынтығының болуы Сынақтар саны 110 кем емес Қалдық сақтау мерзімі кемінде 6 ай»
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13935168-1
Наименование закупки:	Приобретение материалов для медицинской лаборатории ГДЦ
Номер лота:	№ 76703837-3ЦП1
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для количественного ПЦР в реальном времени
Дополнительное описание лота:	"EBV-скрин/монитор-FL Формат FRT Форма 2. АмплиСенс. Набор реагентов для амплификации и количественного определения ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV) методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» Для амплификации и количественного определения ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV). Расчёт производится как на клетки, так и на мл образца Возможность гибридизационно-флуорес-центной детекции продуктов амплификации в режиме «реального времени» Наличие комплекта контрольных образцов ДНК ПЦР-смесь-1 не должна быть раскапана по пробиркам Наличие TaqF-полимеразы для организации горячего старта Наличие комплекта калибровочных образцов ДНК Количество тестов не менее 110 Остаточный срок годности не менее 6 месяцев"
Количество:	3
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	791910000, г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтурсынова, здание 68А
Срок поставки:	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"EBV-скрин/монитор-FL Формат FRT Форма 2. Набор реагентов для амплификации и количественного определения ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV) методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» Для амплификации и количественного определения ДНК вируса Эпштейна-Барр (EBV). Расчёт производится как на клетки, так и на мл образца Возможность гибридизационно-флуорес-центной детекции продуктов амплификации в режиме «реального времени» Наличие комплекта контрольных образцов ДНК ПЦР-смесь-1 не должна быть раскапана по пробиркам Наличие TaqF-полимеразы для организации горячего старта Наличие комплекта калибровочных образцов ДНК Количество тестов не менее 110 Остаточный срок годности не менее 6 месяцев"
---	---