

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі**

<b>Сатып алудың нөмірі:</b>	№ 13935168-1
<b>Сатып алудың атауы:</b>	ҚДО медициналық зертханасы үшін материалдар сатып алу
<b>Лоттың нөмірі:</b>	№ 76702071-3ЦП1
<b>Лоттың атауы :</b>	Реагенттер жинағы
<b>Лоттың сипаттауы:</b>	шынайы уақыттағы сандық ПТР үшін
<b>Лоттың қысқаша сипаттауы:</b>	«АмплиСенс Mycoplasma hominis -FL» Вариант FRT Форма 1 "Mycoplasma hominis -FL Вариант FRT Форма 1. Набор реагентов для амплификации ДНК Mycoplasma hominis с гибридационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации в режиме «реального времени» Все компоненты набора готовы к работе и не требуют восстановления ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск, в пробирки 0,2 мл для обеспечения «горячего старта» Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов Наличие комплексного положительного контрольного образца (ПКО) ДНК Mycoplasma hominis, ДНК-буфера Готовые ПЦР-смеси должны иметь срок годности равный сроку годности тест-системы Количество тестов не менее 110 Остаточный срок годности не менее 6 месяцев"
<b>Саны, көлемі:</b>	1
<b>Өлшем бірлігі:</b>	Жиынтық
<b>Жеткізу орны:</b>	791910000, Шымкент қ., Тұран ауданы А.Байтұрсынов көшесі, 68А ғимараты
<b>Жеткізу мерзімі:</b>	Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 15 күнтізбелік күн ішінде

<b>Функционалдык, техникалык, сапалык және пайдалану мінездемесін сипаттау:</b>	Mycoplasma hominis -FL" опциясы FRT нысаны 1 "Mycoplasma hominis -FL опциясы FRT нысаны 1. Нақты уақытта гибридизация-флуоресценция арқылы күшейту өнімдерін анықтау арқылы Mycoplasma hominis ДНҚ күшейтуге арналған реагент жинағы. Жинақтың барлық компоненттері пайдалануға дайын. және қалпына келтіруді қажет етпейді ПТР қоспасы-1 пробиркаларға балауыз астына тамызу керек «Ыстық стартты» қамтамасыз ету үшін 0,2 мл Қосымша компоненттерді араластыруды қажет етпейтін дайын ПТР қоспасының болуы-2. Күрделі оң бақылау үлгісінің (CPO) болуы Mycoplasma hominis ДНҚ, ДНҚ буферлері Дайын ПТР қоспалары қажет. сынақ жүйелерінің жарамдылық мерзіміне тең жарамдылық мерзімі бар Сынақтар саны 110 кем емес Қалдық сақтау мерзімі 6 айдан кем емес»
---	---

**Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации**

<b>Номер закупки:</b>	№ 13935168-1
<b>Наименование закупки:</b>	Приобретение материалов для медицинской лаборатории ГДЦ
<b>Номер лота:</b>	№ 76702071-ЗЦП1
<b>Наименование лота:</b>	Набор реагентов
<b>Описание лота:</b>	для количественного ПЦР в реальном времени
<b>Дополнительное описание лота:</b>	«АмплиСенс Mycoplasma hominis -FL» Вариант FRT Форма 1 "Mycoplasma hominis -FL Вариант FRT Форма 1. Набор реагентов для амплификации ДНК Mycoplasma hominis с гибридационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации в режиме «реального времени» Все компоненты набора готовы к работе и не требуют восстановления ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск, в пробирки 0,2 мл для обеспечения «горячего старта» Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов Наличие комплексного положительного контрольного образца (ПКО) ДНК Mycoplasma hominis, ДНК-буфера Готовые ПЦР-смеси должны иметь срок годности равный сроку годности тест-системы Количество тестов не менее 110 Остаточный срок годности не менее 6 месяцев"
<b>Количество:</b>	1
<b>Единица измерения:</b>	Набор
<b>Места поставки:</b>	791910000, г.Шымкент, район Тұран улица А.Байтурсынова, здание 68А
<b>Срок поставки:</b>	Согласно заявки Заказчика в течение 15 календарных дней

<p><b>Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:</b></p>	<p>Мycoplasma hominis -FL» Вариант FRT Форма 1 "Mycoplasma hominis -FL Вариант FRT Форма 1. Набор реагентов для амплификации ДНК Mycoplasma hominis с гибридационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации в режиме «реального времени» Все компоненты набора готовы к работе и не требуют восстановления ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск, в пробирки 0,2 мл для обеспечения «горячего старта» Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов Наличие комплексного положительного контрольного образца (ПКО) ДНК Mycoplasma hominis, ДНК-буфера Готовые ПЦР-смеси должны иметь срок годности равный сроку годности тест-системы Количество тестов не менее 110 Остаточный срок годности не менее 6 месяцев"</p>
--	--