

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 13970230-1
Сатып алудың атауы:	Зертханалар үшін дәрі-дәрмек сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 75932046-3ЦП2
Лоттың атауы :	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	ПТР әдісімен аденовирус, парагрипп,РС, риновирус, метопневмовирус, коронавирусы, риновирусы диагностикалау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Набор реагентов для выявления РНК вирусов гриппа А (Influenza virus A) и гриппа В (Influenza virus B) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией Набор на 55 определений, распапанный. Полный комплект с набором для выделения РНК/ДНК РИБО-преп и набором реагентов для обратной транскрипции (ВИРУС-ВНЕБЮДЖЕТ)
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Өскемен қаласы, Н.Назарбаев даңғылы, 17
Жеткізу мерзімі:	тапсырыс берушінің өтініші бойынша 20 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	" РНК вируса АВ реагенттер жиынтығы клиникалық материалда вариант FRT, 55 талдаулар. үлгілеуге арналған тұмау АВ вирустары (ПТР) полимерлі тізбекті реакция гибридизациялық-флуоресценттік детекция тұмау вирустар өсірінділерінде клиникалық материалдарда РНК тұмау АВ вирустары бар. Толық талдау үш кезеңнен тұрады: экстракция (бөліну) РНК/ДНК клиникалық материалдардан, ДНК үлгілерін алу реакциясы транскрипция РНК, ПТР-амплификация (вариант FRT). Экстракция нуклеинондық қышқыл тұмау вирустары клиникалық материалдарда ішкі бақылау үлгілері (ВКО STI-rec), әр үлгі үшін зерттеу процедурасы сапасы н орындау. Талдау сезімталдығы РИБО-преп вариант FRT -1x10³ ГЭ/мл. Реагенттер жиынтығы «РИБО-преп» және «ПТР-жиынтығы», 2 ден 8 °С ға дейінгі температурада сақталады. Реагенттер жиынтығы «РЕВЕРТА-L» сақтау 16 С төменгі температурадан аспау керек. Қолдану бойынша нұсқама мемлекеттік және орыс тілінде жасалынған. Жеткізу кезіндегі жарамдылық мерзімі 9 айдан аспау керек. Арнайы автокөліктің бары, тасымалдау шарттарын орындауды қамтамасыз етеді. Кепілдік мерзімі 1 жыл. "
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 13970230-1
Наименование закупки:	Медикаменты и изд мед назначения для лабораторий (ВИРУС-ВНЕБЮДЖЕТ)
Номер лота:	№ 75932046-3ЦП2
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для диагностики аденовирусов, парагриппа, РС, риновируса, метопневмовируса, коронавируса, риновируса методом ПЦР
Дополнительное описание лота:	Набор реагентов для выявления РНК вирусов гриппа А (Influenza virus A) и гриппа В (Influenza virus B) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией Набор на 55 определений, распапанный. Полный комплект с набором для выделения РНК/ДНК РИБО-преп и набором реагентов для обратной транскрипции (ВИРУС-ВНЕБЮДЖЕТ)
Количество:	3
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск г.Усть-Каменогорск, пр. Н. Назарбаева 17
Срок поставки:	по заявке заказчика в течении 20 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"Набор реагентов предназначен для выявления РНК вируса АВ в клиническом материале вариант FRT, 55 анализов. Раскапанный. Методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в культурах вирусов гриппа и в клиническом материале содержащем РНК вирусов гриппа АВ. Полный анализ включает в себя три этапа: экстракция (выделение) РНК/ДНК из образцов клинического материала, получение образца кДНК в реакции обратной транскрипции РНК, ПЦР-амплификация (вариант FRT). Экстракция нуклеиновых кислот вирусов гриппа из клинического материала проводится в присутствии внутреннего контрольного образца (ВКО STI-rec), использование которого позволяет контролировать качество выполнения процедур исследования для каждого образца. Аналитическая чувствительность РИБО-преп вариант FRT -1х10³ ГЭ/мл. Комплекты реагентов «РИБО-преп» и «ПЦР-комплект», хранить при температуре от 2 до 8 °С. Комплект реагентов «РЕВЕРТА-L» хранить при температуре не выше минус 16 С. Наличие инструкции к применению на Государственном русском языке. Срок годности не более 9 месяцев на момент поставки. Наличие специализированного автотранспорта, обеспечивающего выполнения условий транспортировки (соблюдение хладовой цепи, герметичность и др.). Гарантийный срок 1 год. "
--	--